


# Pannelli Disponibili Per Test Antidroga

Classi di Droga	18	17	13	7	5+	5
Anfetamina	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metanfetamine Metamfetamina, Estasi (MDMA), MDA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cocaina/Metaboliti Cocaina, Benzoilecgonina, Cocaetilene, Norcocaina, Ortho Hydroxycocaine, Meta Hydroxycocaine, Para Hydroxycocaine	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Marijuana (THC/Carbossi THC) Carbossi-THC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fenciclidina	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oppiacei Codeine, Morphine, Heroin Metabolite (6-MAM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oppiacei Estesi Idrocodone, Ossicodone, Idromorfone, Ossimorfone	✓	✓	✓	✓	✓	
Benzodiazepine Alprazolam, Nordiazepam, Clonazepam, Oxazepam, Diazepam, Temazepam, Lorazepam	✓	✓	✓	✓		
Ketamina/Metabolite Ketamina, Norketamina	✓	✓				
Tramadolo	✓	✓	✓			
Barbiturici Fenobarbital, Secobarbital, Pentobarbital, Amobarbital, Butalbital	✓	✓	✓			
Fentanil/Metaboliti Fentanil, Norfentanil	✓	✓	✓			
Buprenorfina/Metaboliti Buprenorfina, Norbuprenorfina	✓	✓	✓			
Metadone/Metaboliti Metadone, EDDP	✓	✓	✓			
Meperidina/Metaboliti Meperidina, Normeperidina	✓	✓				
Propoxyphene	✓	✓				
Zolpidem	✓	✓				
Methcathinone	✓					

**Assicurarsi di selezionare il rispettivo pannello per il test quando si ordina il test.**



## Crescita Capelli Spiegata

Il tipico test dei capelli utilizza un segmento di 1,5 pollici (3,81 cm) di peli raccolti dal cuoio capelluto. Poiché il tasso di crescita medio dei capelli della testa umana è di circa ½ pollice (1,3 cm) al mese, un tipico test dei capelli copre un intervallo di tempo di circa 90 giorni.